



STERILE EO



0120

EC REP

PBN Medicals, Denmark A/S,
Knud Bro Alle 3, DK-3660 Stenlose, Denmark

Eng: BioPince™ Full Core Biopsy Instrument
Spa: Instrumento para biopsias de muestras de centro completo BioPince™
Fre: Trocart de biopsie BioPince™ pour le prélèvement d'échantillons cylindriques
Por (PT): Instrumento de Biópsia para Amostras de Massas Centrais Completas BioPince™
Ger: BioPince™ Vollzylinder-Biopsieinstrument (Full Core)
Dut: BioPince™ Full Core Biopsie-gun
Ita: Strumento BioPince™ per biopsia profonda carotante
Swe: BioPince™ Instrument för hel kärnbiopsi
Gre: Εργαλείο Γενικής Κεντρικής Βιοψίας BioPince™
Fin: BioPince™ -paksuneulabiopsiainstrumentti
Dan: BioPince™ helkerne-grovnålsbiopsiinstrument
Nor: BioPince™ helkjerne-grovnålsbiopsiinstrument
Tur: BioPince™ Tam Core Biyopsi Aleti
Por (BR): Instrumento de biópsia BioPince™ Full Core
Est: BioPince™ täieliku sisebiopsia instrument
Cz: Nástroj na jádrovou biopsii měkkých tkání BioPince™
Hun: BioPince™ teljes magbiopsziás készülék
Lit: BioPince™ stulpelinės plačiašerdė adata biopsijos instrumentas
Pol: Instrument BioPince™ do przeprowadzania biopsji wycinkowej
Sl: Inštrument za debeloigelnó biopsijo BioPince™
Sk: Nástroj na úplnú stredovú biopsiu BioPince™
Rom: BioPince™ Full Core Biopsy Instrument
Ar: جهاز لأخذ الخزعات المركزية الكاملة BioPince™

SPANISH

INDICACIONES DE USO: El Instrumento desechable y automático para biopsias de muestras de centro completo BioPince™ se utiliza para obtener muestras múltiples de tejido blando como hígado, riñón, masas abdominales, etc.

CONTRA-INDICACIONES: Utilice el producto para biopsias de muestras de tejido suave solamente, según lo determine un médico autorizado. El instrumento lo deberá usar un médico familiarizado con los posibles efectos colaterales, hallazgos típicos, limitaciones, indicaciones y contra-indicaciones de la biopsia del centro completo de la aguja. El médico debe basarse en su criterio cuando considere realizar procedimientos de biopsia en pacientes con trastornos de sangrado o que reciben medicamentos anticoagulantes.

PRECAUCIÓN: Para un uso únicamente. No trate de limpiar ni esterilizar nuevamente este producto. Después del uso, este producto puede ser un biorriesgo potencial. Manéjelo de manera que se eviten punciones accidentales. Deséchelo en conformidad con las leyes y reglamentos correspondientes. Verifique la integridad de la aguja antes de montar el instrumento y después del(de los) disparo(s). En caso de que se dañe la aguja, deseche correctamente todo el dispositivo y prepare un nuevo instrumento. No intente abrir el dispositivo.

NOTA: Estas instrucciones del Instrumento para biopsias de muestras de centro completo BioPince™ NO tienen el objeto de definir ni sugerir ninguna técnica médica o quirúrgica. El médico particular es responsable de las técnicas y el procedimiento adecuados para usarlo con este producto.

Este dispositivo se diseñó, probó y fabricó para un solo uso. No se ha evaluado la reutilización ni el reprocesamiento y esto puede crear una falla y, por consiguiente, una enfermedad, infección o lesión al paciente. No reutilice, reprocese ni reesterilice este dispositivo.

INSTRUCCIONES:

1. Prepare el sitio de la biopsia adecuadamente y localice el área objetivo.
2. Avance la aguja coaxial de introducción BioPince™, siguiendo una técnica estándar, a una posición proximal a la lesión. Acomode el tope ajustable de la aguja en posición proximal a la piel.
3. Retire el estilete de la aguja coaxial de introducción, dejando la cánula en su lugar.
4. Active el botón de seguridad (A) al costado del instrumento. Se indicará la posición "SAFE" (seguro).
5. Monte el instrumento levantando la palanca de montaje (B) hasta escuchar un "click". Empuje la palanca hacia abajo hasta escuchar un segundo "click". Un indicador AMARILLO en la ventana "READY" (listo) (C) indica que está montado.
Nota: BioPince™ tiene tres longitudes de golpe de la aguja: 13, 23 y 33 mm para ofrecer una flexibilidad clínica. El instrumento se envía en la posición de 33 mm. Si se desea hacer un ajuste de la longitud del golpe, es necesario montar primero el instrumento. Para seleccionar la longitud de golpe deseada, levante las orejetas de ambos lados del ajustador de la longitud de golpe (D) y mueva el ajustador a la posición adecuada. La longitud de golpe de 13 mm produce una muestra de 9 mm de largo, la longitud de golpe de 23 mm produce una muestra de 19 mm de largo, y la de 33 mm produce una muestra de 29 mm de largo.
6. Avance el estilete BioPince™ a una posición proximal a la lesión y suelte el seguro (A). El instrumento está listo para "DISPARAR".
7. Oprima firmemente el gatillo de disparo (E) ubicado en el extremo proximal del instrumento.
8. Retire el dispositivo del paciente. La muestra se expelerá automáticamente al levantar la palanca de montaje (B) y empujándola hacia abajo. Ahora el instrumento está listo para la extracción de otra muestra.

FRENCH

INDICATIONS D'EMPLOI : Le trocart automatique de biopsie jetable BioPince™ sert à prélever de multiples échantillons de tissus mous dans le foie, les reins, les masses abdominales, etc.

CONTRE-INDICATIONS : Réservé aux biopsies des tissus mous, décidées par un médecin diplômé. Cet instrument ne doit être utilisé que par un médecin connaissant bien les effets secondaires possibles, les résultats typiques, les limites, les indications et les contre-indications des biopsies à aiguille. Il appartient au médecin de déterminer l'acceptabilité d'une biopsie sur les patients souffrant de troubles hémorragiques ou traités aux anti-coagulants.

ATTENTION : Instrument réservé à un usage unique. Ne pas nettoyer ou restériliser ce produit. Après emploi, ce produit présente un danger biologique. Le manipuler avec précaution, afin d'éviter une piqûre accidentelle. Jeter conformément aux lois et règlements applicables. Vérifier l'intégrité de l'aiguille avant d'amer l'instrument et après avoir appuyé sur la gâchette. Si l'aiguille est abîmée, jeter l'ensemble du trocart et préparer un nouvel instrument. Ne pas essayer de démonter le trocart.

REMARQUE : Ces instructions relatives au trocart de biopsie BioPince™ n'ont PAS pour objet de définir ou de suggérer une technique médicale ou chirurgicale particulière. Il appartient au praticien de définir la procédure et les techniques utilisées avec ce dispositif.

Ce dispositif a été conçu, testé et fabriqué pour un usage unique. La réutilisation ou le retraitement n'ont pas été évalués et pourraient causer sa défaillance et une maladie, infection et/ou des lésions ultérieures chez le patient. Ne pas réutiliser, retraiter ou restériliser ce dispositif.

DIRECTIONS D'EMPLOI :

1. Préparer le site de biopsie convenablement et repérer la zone visée.
2. Avancer l'aiguille d'introduction co-axiale BioPince™, selon une technique standard, à une position proximale par rapport à la lésion. Placer la butée réglable de l'aiguille en position proximale par rapport à la peau.
3. Enlever le stylet de l'aiguille d'introduction co-axiale, en laissant la canule en place.
4. Actionner le bouton de sécurité (A) situé sur le côté de l'instrument. Le mot « SAFE » doit être visible.
5. Armer l'instrument en soulevant le levier (B), jusqu'à ce qu'un "click" d'enclenchement se fasse entendre. Abaisser le levier jusqu'à ce qu'un second "click" se fasse entendre. Un indicateur JAUNE, dans la fenêtre « READY », confirme que l'instrument est armé.
Note : Pour une plus grande souplesse d'utilisation, le BioPince™ dispose de trois portées d'aiguille : 13, 23 et 33 mm. L'instrument est livré pré-réglé sur 33 mm. Si cette profondeur de biopsie doit être modifiée, l'instrument doit être d'abord armé. Puis, soulever les « oreilles » situées de chaque côté du réglage de portée (D), et déplacer ce dernier à la position désirée. La portée de 13 mm permet d'obtenir des échantillons longs de 9 mm, la portée de 23 mm des échantillons de 19 mm et celle de 33 mm des échantillons de 29 mm.
6. Avancer le stylet BioPince™ à une position proximale à la lésion et relâcher la sûreté (A). L'instrument est prêt à « tirer » (FIRE).
7. Appuyer fermement sur la gâchette (E), située à l'extrémité proximale de l'instrument.
8. Retirer l'instrument du patient. L'échantillon est automatiquement éjecté en soulevant le levier (B) et en le rabaisant. Maintenant l'instrument est prêt à effectuer un nouveau prélèvement.

ENGLISH

INDICATIONS FOR USE: The disposable, automatic BioPince™ Full Core Biopsy Instrument is used to obtain multiple core samples from soft tissue such as liver, kidney, abdominal masses, etc.

CONTRAINDICATIONS: Use only for core biopsies of soft tissue as determined by a licensed physician. A physician familiar with the possible side effects, typical findings, limitations, indications and contraindications of core needle biopsy should use the instrument. Physician judgement is required when considering biopsy on patients with bleeding disorders, or receiving anticoagulant medications.

CAUTION: For Single Use Only. Do not attempt to clean or resterilize this product. After use, this product may be a potential biohazard. Handle in a manner, which will prevent accidental puncture. Dispose in accordance with applicable laws and regulations. Verify integrity of needle before cocking instrument and after firing(s). If needle is damaged, appropriately discard the entire device and prepare a new instrument. Do not attempt to open the device.

NOTE: These instructions for the BioPince™ Full Core Biopsy Instrument are NOT meant to define or suggest any medical or surgical technique. The individual physician is responsible for the proper procedure and techniques to be used with this product.

This device was designed, tested and manufactured for single use only. Reuse or reprocessing has not been evaluated and may lead to its failure and subsequent patient illness, infection or other injury. Do not reuse, reprocess or re-sterilize this device.

INSTRUCTIONS:

1. Prepare the biopsy site appropriately and locate the target area.
2. Advance a BioPince™ Co-axial Introducer Needle, using standard technique, to a position proximal to the lesion. Position the adjustable needle stop proximal to the skin.
3. Remove the stylet from the Co-axial Introducer Needle, leaving the cannula in position.
4. Activate the safety button (A) on the side of the instrument. It will indicate the "SAFE"-position.
5. Cock the instrument by lifting the cocking lever (B) until a "click" is heard. Push the lever down until a second "click" is heard. A YELLOW indicator in the "READY" window (C) indicates that it is cocked.
Note: BioPince™ has three needle stroke lengths-13, 23, and 33mm to provide clinical flexibility. The instrument is shipped in the 33mm position. If an adjustment to stroke length is desired, the instrument must first be cocked. To select the desired stroke length, lift the "ears" on both sides of the stroke length adjuster (D) and move the adjuster to the appropriate position. The 13mm stroke length yields a specimen of 9mm length, the 23mm stroke length yields a specimen of 19mm length, and the 33mm yields a specimen of 29mm length.
6. Advance the BioPince™ stylet to a position proximal to the lesion and release the safety (A). The instrument is ready to "FIRE".
7. Firmly press the firing trigger (E) located at the proximal end of the instrument.
8. Remove the device from the patient. Lifting the cocking lever (B) and pushing it down will automatically expel the specimen. The instrument is now ready for another specimen retrieval.

PORTUGUESE (PT)

INDICAÇÕES: O Instrumento de Biópsia para Amostras de Massas Centrais Completas BioPince™, automático e descartável, é utilizado para obtenção de várias amostras de massas centrais completas de tecidos moles do fígado, rins, massas abdominais, etc.

CONTRA-INDICAÇÕES: Utilizar apenas para biópsias de massas centrais completas de tecidos moles determinadas por um médico devidamente credenciado. Um médico que esteja familiarizado com os possíveis efeitos secundários, resultados típicos, limitações, indicações e contra-indicações das biópsias efectuadas com agulhas para extracção de massas centrais amostras completas de tecidos pode usar este instrumento. Cabe ao médico decidir sobre se efectuar uma biópsia em pacientes com problemas hemorrágicos ou que estejam a tomar medicamentos anticoagulantes.

deteriorat, eliminați corespunzător întregul dispozitiv și pregătiți un nou instrument. Nu încercați să deschideți dispozitivul.

NOTĂ: Aceste instrucțiuni pentru instrumentul de biopsie pentru prelevarea din profunzime a probelor cilindrice BioPince™ NU sunt destinate a defini sau sugera nicio tehnică medicală sau chirurgicală. Medicul însuși este responsabil pentru procedura corespunzătoare și tehnicile de utilizare ale acestui produs.

Acest dispozitiv este destinat, testat și fabricat în vederea utilizării de unică folosință. Refolosirea sau reprocerea dispozitivului ar putea duce la defectarea acestuia și, prin aceasta, la boli, infecții, sau alte leziuni. Nu refoșiți, nu reprocesați sau nu reesterilizați acest dispozitiv.

INSTRUCȚIUNI:

1. Pregătiți corespunzător locul biopsiei și localizați zona țintă.
2. Aduceți acul introductor coaxial BioPince™, utilizând tehnica standard, într-o poziție din apropierea leziunii. Poziționați opritorul reglabil al acului în apropierea pielii.
3. Îndepărtați stiletul din acul introductor coaxial, lăsând canula în poziție.
4. Activați butonul de siguranță (A) de pe partea laterală a instrumentului. Va indica poziția de „SIGURANTĂ”.
5. Armați instrumentul ridicând brațul de armare (B) până când se aude un „clic”. Apăsăți brațul în jos până când se aude un al doilea „clic”. Un indicator GALBEN de pe fereastra „PREGĂTIT” (C) indică faptul că este armat.
Notă: Instrumentul BioPince™ dispune de trei lungimi ale cursei acului – 13, 23 și 33 mm – pentru a asigura o flexibilitate clinică. Instrumentul este livrat în poziția de 33 mm. Dacă se dorește o reglare a lungimii cursei, instrumentul trebuie să fie mai întâi armat. Pentru a selecta lungimea cursei dorite, ridicați „aripioarele” de pe ambele părți ale ajustorului pentru lungimea cursei (D) și deplasați ajustorul în poziția corespunzătoare. Lungimea cursei de 13 mm permite recoltarea unei probe de 9 mm lungime, lungimea cursei de 23 mm permite recoltarea unei probe de 19 mm lungime, iar lungimea cursei de 33 mm permite recoltarea unei probe de 29 mm lungime.
6. Aduceți stiletul BioPince™ într-o poziție din apropierea leziunii și eliberați butonul de siguranță (A). Instrumentul este pregătit pentru a fi „ACȚIONAT”.
7. Apăsăți ferm pe butonul de declanșare (E) situat la capătul proximal al instrumentului.
8. Îndepărtați dispozitivul din pacient. Ridicarea brațului de armare (B) și apăsarea acestuia va conduce automat la îndepărtarea probei. Instrumentul este acum pregătit pentru prelevarea unei alte probe.

ARABIC

دواعي الاستعمال: يستخدم جهاز BioPince™ الألي المخصص للاستعمال مرة واحدة لأخذ خزعات مركزية كاملة للحصول على عينات مركزية متعددة من نسيج رخو مثل الكبد والكلىة والتكتلات البطينية، إلخ.

موانع الاستعمال: لا تستخدم هذا الجهاز إلا في أخذ خزعات مركزية من نسيج رخو على النحو الذي يحدده طبيب معتمد. وينبغي استخدام هذا الجهاز بواسطة طبيب على دراية بالآثار الجانبية المحتملة والنتائج النموذجية والقيود ودواعي الاستعمال وموانع الاستعمال لأخذ خزعة مركزية بالإبرة. ويلزم أخذ رأي الطبيب عند التفكير في أخذ خزعة من المرضى الذين يعانون من اضطرابات نزيغية أو يتناولون أدوية مضادة للتخثر.

تحذير: هذا الجهاز مخصص للاستخدام مرة واحدة فقط فلا تحاول تنظيف هذا المنتج أو إعادة تعقيمه. إذ قد يتسبب هذا المنتج بعد استخدامه في مخاطر بيولوجية محتملة. كما ينبغي التعامل مع الجهاز بطريقة من شأنها أن تمنع حدوث وخز عرضي. ويجب التخلص منه بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها. كما يجب التحقق من استقامة الإبرة قبل تشغيل الجهاز وبعد تشغيله. وفي حالة تلف الإبرة، تخلص من الجهاز بالكامل بشكل مناسب وتجهيز جهاز آخر جديد. ولا تحاول فتح الجهاز.

ملاحظة: "ليس" الغرض من هذه التعليمات الخاصة بجهاز BioPince™ لأخذ خزعات مركزية كاملة هو تحديد أية طريقة طبية أو جراحية. فالطبيب وحده هو المسئول عن الإجراء الصحيح والطرق الصحيحة التي يجب استخدامها مع هذا المنتج. تم تصميم هذا الجهاز واختباره وتصنيعه كي يتم استخدامه مرة واحدة فقط. لم يتم تقييم إعادة استخدام الجهاز أو إعادة معالجته، لذا فقد يؤدي إعادة استخدامه أو إعادة معالجته إلى فشله وبالتالي إصابة المريض بمرض أو عدوى أو أضرار أخرى. لا تقم بإعادة استخدام هذا الجهاز أو إعادة معالجته أو إعادة تعقيمه.

التعليمات:

1. قم بإعداد موقع الخزعة بشكل مناسب وتعيين موقع المنطقة المستهدفة.
2. قم بدفع إبرة الإدخال متحدة المحور الخاصة بجهاز BioPince™، باستخدام طريقة قياسية، إلى موقع مجاور للمنطقة المصابة. وقم بوضع سداة الإبرة القابلة للضبط بالقرب من الجلد.
3. قم بإزالة المردود من إبرة الإدخال متحدة المحور، مع ترك القنينة في موضعها.
4. قم بتنشيط زر الأمان (أ) الموجود على جانب الجهاز. فسوف يشير إلى الوضع "الآمن".
5. قم بتشغيل الجهاز عن طريق رفع ذراع التشغيل (ب) حتى يتم سماع صوت "مقطعة". وانقع الذراع لأسفل حتى يتم سماع صوت "مقطعة" ثانٍ. ويشير المؤشر الأصفر في إطار "الاستعداد" (ج) إلى أنه تم تشغيله.
6. ملاحظة: يحتوي جهاز BioPince™ على ثلاثة أطوال لأشواط للإبرة تبلغ 13 و 23 و 33 ملم لإتاحة مرونة إكلينكية. ويتم شحن الجهاز في وضع 33 ملم. وفي حالة الرغبة في ضبط طول الشوط، فإنه يجب تشغيل الجهاز أولاً. لتحديد طول الشوط المطلوب، قم برفع "المقبضين" الموجودين على كلا جانبي أداة ضبط طول الشوط (د) وحرك أداة الضبط إلى الوضع المناسب. يلتقط طول الشوط الذي يبلغ 13 ملم عينة بطول 9 ملم ويلتقط طول الشوط الذي يبلغ 23 ملم عينة بطول 19 ملم، كذلك يلتقط طول الشوط الذي يبلغ 33 ملم عينة بطول 29 ملم.
7. قم بدفع مروود جهاز BioPince™ إلى موضع قريب من المنطقة المصابة وتحريك زر الأمان (أ). وعندئذ يكون الجهاز جاهزاً "للتشغيل".
8. اضغط على زناد الإطلاق (هـ) الموجود في الطرف الأدنى من الجهاز بإحكام.
9. وانزع الجهاز من المريض، وسوف يؤدي رفع ذراع التشغيل (ب) ودفعه لأسفل إلى طرد العينة تلقائياً. وعندئذ يكون الجهاز على استعداد لاستعادة عينة أخرى.

X9585365 Rev 12
D.R.# 8745